



NYA VINKLAR AV  
NATURLIGT HÖRANDE

WIDEX SMARTRIC™

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER

## UPPLEV RÖSTERNA OCH LJUDEN DU VILL HÖRA

Med den nya Widex SmartRIC™ avslöjar vi nya vinklar av naturligt hörande.

Utvecklad i en banbrytande L-formad design placerar Widex SmartRIC mikrofonerna i en förbättrad vinkel. Denna innovativa placering förstärker enhetens förmåga att anpassa sig efter ditt primära fokus, följande riktningen på din uppmärksamhet.

Upptäck hur funktionerna i den nya SmartRIC kommer att hjälpa dig njuta av ett aktivt liv. Ett liv där du känner dig mer deltagande och kan fokusera på rösterna och ljuden du vill höra.

## HÖRSEL, SOM DU MINNS DEN

Även en bra hörapparat har alltid låtit som en hörapparat – tills nu. Den revolutionerande Widex SmartRIC levererar det renaste och mest naturliga ljudet någonsin. Ljud som bearbetas i en hörapparat når vanligtvis trumhinnan senare än ljud som hörs direkt. Och när dessa två icke-synkroniserade signaler blandas får du ett konstgjort ljud. Men med Widex SmartRIC kan du nu höra varje ögonblick, som du brukade kunna.

### **Naturligt ljud när det är som bäst**

Vi bad riktiga hörapparat-användare att använda Widex SmartRIC i deras vardag och berätta för oss vad de tyckte om dem. Resultatet var överväldigande positivt med 95 % som uppfattade ljudet som “naturligt” och “klart”.



MIKROFONERNA  
ÄR PLACERADE I EN  
FÖRBÄTTRAD VINKEL  
FÖR ATT HJÄLPA DIG  
ATT NJUTA MER  
AV LIVETS LJUD

“Det fantastiska med denna produkt är sättet den kombinerar snygg design med fantastiskt ljud. Och med en förbättrad placering av mikrofonerna hjälper det användaren att fokusera på de viktigaste ljuden.”

Anne Mette Jeppesen,  
Senior Audiology Solution Manager, Widex

## KONSTRUERAD FÖR FÖRBÄTTRAT FOKUS

Vårt banbrytande L-formade design är en vittnesbörd om vårt audilogiska åtagande. Höjd över örat och konstruerad för förbättrade mikrofonvinklar, dirigerar SmartRIC fokuset dit där det är mest nödvändigt. Det handlar om att zooma in på det som verkligen betyder något i varje ljudmiljö.

Hos Widex tror vi att naturligt ljud i de flesta situationer är bättre än aggressiv bearbetning. Dock, i specifika bullriga situationer där du behöver stöd, använder vi teknologi för att minska bakgrundsljud, hjälper dig att fokusera på det du vill höra. Den innovativa mikrofonplaceringen av SmartRIC är nästa steg i utvecklingen av hur vi stödjer hörseln i bullriga situationer.





Vanligt hörapparat



Widex SmartRIC

## VARFÖR ÄR MIKROFONVINKELN VIKTIG?

Genom att placera SmartRIC högre upp på örat blir vinkeln mellan de två mikrofonerna närmare horisontell. Detta möjliggör för hörapparaten att rikta in sig på det du fokuserar på, vilket resulterar i klarare tal i bullriga situationer. Denna förbättring är designad för att hjälpa dig att engagera dig i sociala situationer och leva ditt liv mer fullt ut.



### **Vår mest långvariga uppladdningsbara RIC hörapparat**

Med förbättrad batteriprestanda kan du nu njuta av vår mest hållbara uppladdningsbara RIC hörapparat någonsin, vilket ger förlängd användningstid och mer streamingtid.

### **Bekymmersfri laddning för livet på språng**

Med den portabla laddaren till SmartRIC kan du njuta av bekymmersfri laddning, mobilitet och sinnesro. Oavsett om du tillbringar en helg med din familj, går på vandring eller njuter av en semester, ger denna portabla laddare upp till fem laddningar, vilket tillåter mer än en veckas frihet.

Den portabla laddaren erbjuder...

### **En laddning, en hel dag med naturligt hörande**

En 4-timmars laddning ger en hel dag med naturligt ljud, oavsett hur mycket du streamar.

### **Bekvämlighet möter livsstil**

Laddarens kompakta storlek passar obesvärat in i en väska eller ficka för enkel bärbarhet.

### **Inget gissningsarbete, bara säkerhet**

LED-indikatorer ger omedelbar synlighet av laddningsstatus, vilket ger dig förtroendet att dina hörapparater är redo när du behöver dem.

### **Reducerad vind- och beröringsljud för mer komfort**

Nydesignade mikrofoningångar minskar effektivt vind- och beröringsljud för att göra utmanande situationer mer bekväma.

# SMARTRIC- ECOSYSTEMET

## SMARTRIC HÖRAPPARATER

Widex SmartRIC kan hjälpa dig att engagera dig i världen så naturligt som möjligt med bättre riktningssänsla, reducerat vind- och beröringsljud samt förbättrad batteritid.

Längsta batteritid hittills för en Widex RIC

37 timmar utan streaming

27 timmar med 8 timmars streaming



## PORTABEL LADDARE

Med en portabel laddare till SmartRIC kommer du att njuta av problemfri laddning, mobilitet och sinnesro.

5 fulla hörapparatsladdningar

7 dagar med full användning innan laddning av laddaren



## WIDEX MOMENT APP

Den intuitiva Moment-appen för både iOS- och Android-enheter ger dig kontroll över ett brett utbud av funktioner. Appen ger tillgång till kraftfull ljudpersonalisering genom Mitt Ljud, direkt streaming av musik, video och samtal samt tips och råd om användningen av dina hörapparater med Min Guide.



# ALLA KOMPATIBLA TILLBEHÖR

## DEN STILIGA WIDEX TV PLAY FÖR PROBLEMFRI TV-STREAMING

SmartRIC hörapparaterna fungerar i perfekt samspel med TV Play.

- Maximal streamingstabilitet
- Ett skarpt utseende med exklusivt Kvadrat textilmaterial och metallkant
- Intuitiv att installera och problemfri att para



## WIDEX SOUND ASSIST

- Batteritid: 10 timmar (blandad användning)
- Full laddning: 3 timmar
- Li-ion batteri
- Micro USB strömförsörjning
- Liten storlek: 43x43x16 mm
- Lättvikt: 32 gram



**Widex Sound Assist** är en 'Schweizisk armékniv' för dina hörapparater som passar i handflatan på din hand. Den kan vara en bordsmikrofon, hantera handsfree-samtal, streama från digitala och analoga källor, och till och med vara en fjärrkontroll för att justera inställningarna på din hörapparat.

## WIDEX SOUNDCONNECT

**Widex SoundConnect** är den lilla och enkla lösningen från Widex för att streama stereo ljud i hög kvalitet från persondatorer/laptops direkt till hörapparater.



Om du redan har en av Widex DEX-enheter, kan du fortsätta att använda dem med Widex SmartRIC.

# DÄRFÖR ÄR WIDEX SMARTRIC DET RÄTTA FÖR DIG

För att hjälpa dig att höra så bra som möjligt inkluderar Widex SmartRIC exklusiv ljudklassningsteknologi som automatiskt anpassar hörselapparaten till dina specifika lyssningsbehov. Med Widex SmartRIC får du optimal klarhet, komfort och hörbarhet i varje enskild situation – utan att behöva trycka på en enda knapp.

FUNKTIONALITETS- NIVA/FÖRDEL	SOCIAL	MUSIC		LUGN		SÄLLSKAP		KULJETUS		STAD	
		-	Klassisk eller modern	-	med tal	-	med tal	-	med tal	-	med tal
Widex Moment 440											
Widex Moment 330											
Widex Moment 220											
Widex Moment 110											

FUNKTIONALITETS- NIVA/FÖRDEL	Förbättrad taluppträttning	Reduktion av vindbrus	Naturlig ljudupplevelse	Automatisk ljudreglering	Direkt Bluetooth-streaming	Enkel hantering	Widex Remote Care	Real-life insikter
Widex Moment 440	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 330	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 220	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 110	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	JA	JA*	JA	JA

\*Inkluderar inte mitt Ljud, endast app-styrning





SOUND LIKE NO OTHER

Widex är ett registrerat varumärke som tillhör WIDEX A/S  
Tryckt av Rosendahls a/s 90148-1-W-SE-0224

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.,  
och varje användning av sådana märken av WSAUD A/S  
sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör  
sina respektive ägare.

LÄS MER PÅ [WIDEX.SE](http://WIDEX.SE)